

失語症患者の会話補助、リハビリ、言語訓練がいつでもどこでも簡単に！「言語くん 自立編」



お問い合わせはこちら
0120-738133

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

失語症患者の日常会話補助と言語訓練が簡単にできる！
手のひらサイズの携帯タイプだから持ち運びラクラク！

言語くん 自立編

詳しくはこちら



伝えたいことを文字にし、音声で伝える会話補助機能。録音メッセージで伝言する会話メモ機能。
ご家庭で簡単に自主訓練が出来る訓練機能もプラスしました。

- ・10日間無料貸し出し中です。ホームページ、電話、FAX よりお申込みください。
- ・身体障害者日常生活用具給付の対象品です。

●失語症患者の方ご自身が開発

脳出血による失語症の方が、言語聴覚士のご指導と18年の体験から作り上げました。

●日常会話補助と回復期の言語訓練に

携帯型なのでどこにでも持ち運べ、いつでもご利用いただけます。

●10日間の無料貸し出し

ぜひ「言語くん自立編」を実際に手にとってお試ください。

シマダ製作所では「言語くん」をご使用になるに当って、または、ご使用中の方々に、
言語聴覚士が無料でお電話の相談を承ります。
ご希望の方はご連絡ください。 TEL : 0274-73-3044

本製品シリーズは、財団法人群馬県産業支援機構より、
H17年度の「ものづくり技術振興事業補助事業」認定を受け開発しております。



株式会社シマダ製作所

〒379-0204 群馬県富岡市妙義町行沢 264-1 TEL : 0274-73-3044 FAX : 0274-73-3131

Mail:info@gengokun.com

Copyright (C) 2008 ShimadaManageDevelopment Co.,Ltd. All Rights reserved.

失語症のリハビリ・言語訓練がいつでもどこでも簡単に！「言語くん 自立編」



言語くん自立編

携帯用会話補助装置 兼 言語訓練器

▶お問い合わせはこちら

0120-738133

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

「言語くん自立編」って？



「言語くん自立編」は、日常生活に必要な会話文を話者に代わって音声で伝えたり、書く・話すといった言語訓練がいつでもどこでも行える携帯型の「コミュニケーション&言語訓練ツール」です。

失語症・言語障害の「リハビリ訓練・言語訓練器」としても、日常の会話をサポートする「会話補助装置」としてもお役立ていただけます。

■使い方は簡単！機械やコンピュータが苦手な方もOK！

わかりやすいメニューに指で触れるだけの簡単操作ですので、機械やコンピュータが苦手な方にもすぐにご活用いただけます。

■お年寄りでもすぐに使えるようになる「簡単手順書」が付属しています

大きな絵と文字で操作手順が一目でわかる手順書を見ながら順番に操作すれば、誰でもすぐに使い始めることができます。

■手のひらサイズの携帯型だから持ち運びもラクラク！

言語くん自立型の大きさは、長さ 11cm・幅 7.5cm・薄さ 1.5cm の手のひらサイズ！

薄型なのでポケットに入れておいても邪魔になりません。

自宅でも出先でも、いつでもどこでもお手軽に言語訓練が行えます。

しかも、充電式なので経済的です。

機能1


会話補助機能

- 50音文字で話したい会話文を作る。
- 文章にタッチすれば、音声で伝えてくれます。



①50音文字で会話メッセージを作ると「お気に入り」に保存されます。

②会話文をタッチすると読み上げ音声で聞こえ、あなたの意志を相手に伝えます。




■理解・音読訓練

- ・イラストと文字（漢字・かな）の照合ができます。
- ・一般的に失語症の方はかな文字より漢字の方が理解しやすいそうです。
- ・呼称訓練後、下の水色の部分にタッチして下さい。「新聞」が出ます。
- ・もう一度タッチして下さい。「しんぶん」が出ます。
- ・「しんぶん」は書く訓練に役立ちます。

機能2

会話メモ・録音機能

- 手書きのメモ代わりとなる音声メモ機能です。
- 1回10秒、16回の録音で備忘録や伝言に便利。
- 文章にタッチすれば、音声で伝えてくれます。



日常によく使われる約750枚の絵カードを収納。
見て、書いて、話して、確認。繰り返しの復唱訓練ができる。



呼称(話す)訓練

①イラストにタッチすると
お手本の音声流れる。

呼称訓練の時には、
下の水色の部分の文字は
消しておいてください。

②「話す」をタッチして
発語するとあなたの音声を録音。



発語しよう
しんぶん

③「確認」をタッチすると
あなたの音声を確認できます。



書く訓練

①イラストにタッチすると
お手本の音声流れる。

②ノートに「しんぶん」
「新聞」と書いてみましょう。



③青い部分をタッチすると
文字が出ます。書いた文字が
正しいかどうかを確認できます。

(・_・) マークが出ている時は、お手本の音声とご自分の発声を
比べて判定してくれます。これはあくまでもゲーム感覚で楽しんでください。

※本製品を使用するに当たり、皆様に適した言語訓練ができますよう、
言語訓練メニューの訓練順や訓練方法などについて、
各病院などの言語聴覚士にご相談されることをお勧めします。

価格について

税込定価 112,100 円 ⇒ 給付制度で最大 98,800 円引きでご購入いただけます。

(例) 定価 112,100 円－給付金 98,800 円＝お支払い額 13,300 円

※本品は身体障害者日常生活用具給付事業の対象品です。

販売・絵カード情報

株式会社 エスコアール

ソフト開発

クリエートシステム開発株式会社

協力

- 特定非営利活動法人 全国失語症友の会連合会
- 社会法人 群馬県医師会 温泉研究所附属沢渡病院 リハビリテーション部
言語聴覚士 岡本香月先生
- 日高会日高病院 リハビリテーションセンター 言語聴覚士 谷哲夫先生

名詞単語データベース協力

- 福井総合病院 言語療法室 中澤久夫先生・見目隼人先生

企画・開発・製造・販売

株式会社 シマダ製作所

「言語くん自立編」仕様


- ソフトウェア：言語くん個人訓練バージョン
 - ハードウェア：HP (旧型) h x 2190b (新型) iPAQ112
 - OS:Microsoft Mobile 5.0 for Pocket
 - 表示パネル：3.5 インチ TFT、QVGA (240×320 ドット/タッチペン、指)
 - オーディオ：内蔵マイク、内蔵スピーカー
 - SDIO カードスロット：SD カード 128MB～256MB (推奨)
 - バッテリー：920mAh/最大 8 H 駆動 (使用状況・使用環境により異なります)
- ※「言語くん PDA」の仕様機種名は、メーカーの生産モデル切り替えにより変更される場合があります。
- ※本製品にはクリエートシステム開発株式会社の音声合成・認識エンジンが使用されています。

●ヘッドセット（マイク付きイヤホン） 3,654 円

ご希望のお客様はご相談ください。



ヘッドセット
3,654円



まずは言語くんを使ってみてください。
10日間無料貸出しサービス実施中！

本製品シリーズは、財団法人群馬県産業支援機構より、
H17 年度の「ものづくり技術振興事業補助事業」認定を受け開発しております。



株式会社シマダ製作所

〒379-0204 群馬県富岡市妙義町行沢 264-1

TEL : 0274-73-3044 FAX : 0274-73-3131

Mail:info@gengokun.com

Copyright (C) 2008 ShimadaManageDevelopment Co.,Ltd. All Rights reserved.

失語症のリハビリ・言語訓練がいつでもどこでも簡単に！「言語くん 自立編」



言語くん自立編

携帯用会話補助装置 兼 言語訓練器

▶お問い合わせはこちら

☎ 0120-738133

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

言語くん自立編での言語訓練について

失語症言語リハビリ期間の後半から終了後の言語訓練に

失語症は高次脳機能障害の中でもっとも多い症状で、コミュニケーションが困難になり日常生活に支障をきたすことになります。

言語くん自立編は失語症言語リハビリ期間の後半から終了後の言語訓練を想定し、社会復帰のために早期の回復を支援することを目的としています。

重症度にもよりますが、失語症は一般的に集中的な言語訓練終了後（回復期リハビリ以降）も、年単位で緩やかに改善されると言われています。

ご家庭で簡単に自主訓練ができる「言語くん 自立編」を 毎日常一時間を目표に行ってください。

失語症の症状は

- ・聴く
- ・話す
- ・読む
- ・書く
- ・計算する

に現れる

言語くん自立編の訓練は

- (1)絵カードを見て
 - ・言葉を思い起こす
- (2)絵をあらわす言葉の
 - ・文字(漢字、仮名)を読む
 - ・音声で聞く
- (3)理解した言葉を
 - ・発話/復唱する
- (4)話した声を確認し、正しく話せたかを
 - ・自分で確かめる
- (5)判定機能を使って、正しく話せるよう
 - ・自己修正する

が、基本要素になっていて、主に「聴く」、「話す」、「読む」を中心とした訓練ができます

使い方によって



(1) 文字を表示しないで発話する、書字することで、語想起の訓練ができます

(2) 判定機能を使うことにより、訓練のモチベーションアップにも期待できます

(3) 訓練中、画面下のボタンの左右を押すことで、

- ・ 「前の絵は何の絵でしたか?」
- ・ 「動物の名前をたくさん言ってください」
- ・ 「家族全員の名前を言ってください」
- ・ 「果物の名前をたくさん言ってください」

など突然聞こえて来る質問に対し、思い出しながら自分で言うことで記憶を呼び起こす訓練になり、失語症に関連した高次脳機能障害の訓練の支援になります。

収納されている絵カードについて



自立編に収納されている 750 語の絵カードは (株) エスコアールの「絵カード 2001 語彙集」から、言語聴覚士の先生が選択・監修したもので、日常よく使う単語を文字数、短文で区分してあります。

自立編での訓練に当たっては、どのカードを選択するかを、担当の言語聴覚士の先生に指導を受ければ効果的です。

シマダ製作所では「言語くん」をご使用になるに当って、または、ご使用中の方々に、言語聴覚士が無料でお電話の相談を承ります。

ご希望の方はご連絡ください。 TEL : 0274-73-3044



まずは言語くんを使ってみてください。
10日間無料貸出しサービス実施中!



▶お問い合わせはこちら
☎ 0120-738133

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

利用者の声

言語聴覚士のご指導のもとに、

「群馬失語症友の会」の皆様モニターをさせていただきました。

嬉しいお言葉を、たくさんいただいています。



「言語くん」を始めてからまだ1カ月ですが、ベッドの上で気が向いた時に簡単にできるのがいい。自分で工夫しながら使っています。50音入力画面で自分の住所を入れてみました。

前川様



仕事の合間や時間のある時に、楽しく訓練をしています。

斉藤様



毎日30分位訓練しています。先日病院の言語訓練の時「言語くん」で練習した絵カードが問題に出されました。スムーズに答えられました。

松村様



OK判定が出るのがうれしくて、出るまで夢中で訓練しています。

系井様



内川様

失語症言語訓練器「言語くん」を使い始めて3か月ほど経ちますが、以前に比べて20～30%ほど言葉が理解できるようになったと感じています。

本当にありがとうございます。

先日、久しぶりに電車に乗りました。

前橋駅から上野駅までの間、駅名は呼称訓練をしていない

にもかかわらず、以前は車掌さんの言う

駅名の35%ほどしか理解できなかったのに、

今回は70%位理解することができました。

自分でも驚いております。

失語症のリハビリ・言語訓練がいつでもどこでも簡単に！「言語くん 自立編」



言語くん自立編
携帯用会話補助装置 兼 言語訓練器

▶お問い合わせはこちら
0120-738133

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

良くある質問

無料貸出しについて

10 日間の無料貸出しは本当に無料？

ご返却時の送料だけはおお客様ご負担になってしまいますが、それ以外は一切のご負担はございませんので、安心してお使いいただけたと思います。

給付制度の利用について

言語くん自立編を購入したいときは？

まずは資料請求フォームより、給付申請用の資料を請求してください。
電話や FAX からでも大丈夫です。

「言語くん自立編」は福祉の補助金（給付金）が利用できますか？

「言語くん自立編」は、日常生活用具の「携帯用会話補助装置」になりますので、補助金（給付金）がご利用になれます。

給付申請に必要なものは？

ご本人様の身体障害者手帳・印鑑・弊社よりお送りした資料一式（お見積等）をお近くの市町村（福祉課）へお持ち下さい。

※各市町村（福祉課）の窓口によっては、音声言語機能障害の証明が必要になる場合があります。
詳細については、お近くの市町村へお尋ね下さい。

給付申請は代理のものでも大丈夫？

大丈夫です。申請のさいはご本人様の身体障害者手帳と印鑑、弊社よりお送りいたしました資料一式（お見積等）をご持参下さい。

申請手続き後、市役所から「日常生活用具給付券」が送られてきました。どうしたらいいの？

日常生活用具給付券には、公費負担額とお客様ご負担額が記載してあります。金額をお確かめの上、各市町村の様式により異なりますが、用紙下方の「用具受領者氏名」の欄にご署名・捺印をし、弊社へ郵送願います。

また、給付申請時にお送りした資料の中に郵便局の振込用紙が入っておりますので、¥112,100（お見積価格）からお客様ご負担額を引いた金額を記入の上、お振込みお願い致します。ご入金を確認されましたら、商品発送となります。

※公費最高負担額は¥98,800－です。

お見積価格の¥112,100－との差額の¥13,300－はお客様ご負担になりますので、お客様ご負担額に¥13,300－を足した金額をお支払していただくことになります。ご了承ください。

入金はいつすればいいですか？

給付券が発行されご負担額が決まりましたら、弊社から送られたピンクの封筒に同梱されている振込用紙にご負担額を記入し、お近くのゆうちょ銀行よりお振込みお願い致します。

商品はいつ届きますか？

ご入金が、弊社にて確認できましたら商品を発送いたします。（2～3 営業日）

給付券はいつ送り返せばいいですか？

商品到着後でかまいませんが、お客様の都合で、ご入金の時に一緒にお出し頂いても結構です。

手続き完了までどれくらいかかりますか？また、その間貸出し機はどうしたらいいですか？

各市町村により異なりますが、2,3 日～4 週間程かかる場合があります。貸出し機に関しましてはお手続きが完了するまでお使い頂いてかまいませんが、一度お電話下さい。

使い方について

Q. 電源が入らない

1. 先ず電源アダプターと本体を繋ぎます。
(商品同梱の「先ず、最初に行う作業は！！」の①図)
2. ソフトリセットを行います。(取扱説明書 P.33)

Q. 画面がフリーズ（動かなくなってしまう）してしまった

動くまでしばらくお待ちください。

それでも元に戻らなかったら、ソフトリセットをおこなってください。(取扱説明書 P.33)

Q. 画面の文字が消えてしまった

大変申し訳ありませんが、弊社へ送ってください。修理させていただきます。

Q. 画面エラー

大変申し訳ありませんが、弊社へ送ってください。修理させていただきます。

Q. デバイス(操作機能)がロックされてしまった場合

言語くんを終了した状態で、本体のスタートメニュー画面に「デバイスはロックされています」が表示されていると、何も操作できない状態になります。この場合は、スタートメニュー画面左下の「ロック解除」をタップ。自動的に画面が変わりますので、中央右の「ロック解除」をタップして下さい。

Q. 電源スイッチを入れてすぐには操作ボタンが応答しない

故障ではありません。電源投入後、画面操作ができるまでお待ちください。



言語くん自立編

携帯用会話補助装置 兼 言語訓練器

▶お問い合わせはこちら

☎ 0120-738133

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

●無料貸出しお申込みの前に・・・

給付についての疑問、製品を使うにあたっての不安など、
どんな細かなことでもご不明な点がありましたら
お気軽にお電話でご相談ください！

※無料貸し出しを利用されても、こちらから購入を強制するようなことは
一切ございません。どうぞ安心してご利用ください。

<< 「無料貸し出し」ご利用の流れ >>

[無料貸出し申込みフォーム](#)、[FAX 申込み用紙](#)、
フリーダイヤル（0120-738133）または[メール](#)にて
「言語くん自立編の無料貸し出し希望」をお伝えください。
（各友の会や、施設団体への無料貸出しも行っております。
使い方についてのご相談も行っておりますので、
お気軽にお電話ください。）



土・日・祝日を除いた3営業日以内に
「言語くん自立編」をお送りいたします。



到着から10日間、実際に使用してみてください。
ご使用にあたり、分からない点等ございましたら、
お気軽にフリーダイヤル（0120-738133）または[メール](#)にて
お問い合わせください。



こちらから発送時に使用した箱に商品を入れ、
同封した「ヤマト運輸」の発送伝票にお客様のお名前、ご住所などを記入し、返却してください。
お近くのヤマト運輸にお電話して頂ければ、荷物を取りに来てくれます。
返却時の送料は、お客様のご負担でお願いいたします。

●ご購入いただける場合

P.14以降を参照し手続きを行っていただき、
商品が届いてから上記の方法で貸出し機をご返却ください。



▶お問い合わせはこちら
☎ **0120-738133**

平日 午前8時15分から午後5時まで(土日祝除く)

購入のご案内

本品は身体障害者日常生活用具給付事業の対象品です。

税込定価は112,100円ですが

給付制度の利用で**最大98,800円引き**
でご購入いただけます。

※給付額はお客さまにより異なりますので、市区町村の福祉課へお問い合わせください。

給付制度をご利用のお客様、自費でご購入のお客様共に
フリーダイヤル（0120-738133）または
[メール](#)にてご連絡ください。お待ちしております。

1. 給付制度を利用するお客様の購入手続き

※給付制度をご利用して購入する場合の手続きはP.16の「給付を受けて購入する場合の手順」をご覧ください。市町村の給付制度をご利用になる場合と自費購入の場合で、お支払いの金額が異なります。

※給付制度をご利用して購入する場合、お振り込みいただく金額は

「本体価格 112,100 円（オプションがある場合には合計金額）」から各自治体からの「給付金額」を差し引いた額

となります。（自治体からの給付券と決定通知書には「自己負担額」と「給付金額」が記載されます。）

※こちらからお送りする購入資料一式に含まれる現金振り込み依頼書に所要事項をご記入の上、上記振込金額をお振り込みください。なお、手数料が発生した場合はお客様の

ご負担とさせていただきます。

給付制度の利用についてのQ & A

Q. 購入したいのですが

A. まずはお電話下さい。(メールでもかまいません)

Q. 給付申請の仕方を教えてください

A. 給付申請には身体障害者手帳が必要です。
弊社から送られた角 2 サイズのピンクの封筒、身体障害者手帳、印鑑を持って、お近くの市町村の福祉課窓口に行ってください。封筒の中味(カタログ・お見積書・振込依頼書)

Q. 手続き完了までどれくらいかかりますか？また、その間貸出し機はどうしたらいいですか？

A. 各市町村により異なりますが、2,3 日～4 週間程かかる場合があります。貸出し機に関しましてはお手続きが完了するまでお使い頂いてかまいませんが、一度お電話下さい。

給付を受けて購入する手順

資料請求

- 資料請求フォーム・メール・電話・FAXにて購入資料を請求してください。
- 弊社より**カタログ・お見積・ゆうちょ銀行の振込用紙**の入った封筒が送られます。

給付申込み

- 弊社より送られた**カタログ・お見積、印鑑・身体障害者手帳**をご持参の上、お近くの市区町村(福祉課)へ
(給付金額を決めていただく手続きです。詳しくは窓口にてお尋ねください。)

ご負担金のお振込み

- 市町村より日常生活用具給付券が届きましたら、金額をご確認の上、受領者氏名の欄に署名・捺印の上、弊社まで郵送してください。
- 商品価格¥112,100から公費給付金額を引いた金額がお客様ご負担額になります。
ゆうちょ銀行のお振込用紙より、お振込みお願い致します。
(ご不明な点等ございましたらお電話下さい)

商品のお届け

- 弊社にてご入金確認後、約5営業日で商品のお届けとなります。

2. 自費でご購入されるお客様の購入手続き

自費にて購入する手順

ご注文

- 自費購入フォーム・電話・FAXにてお申込みください。

商品のお届け

- 注文をお受けしてから約5営業日で商品を発送いたします。

お支払い

- 代引き
商品代金112,100円+代引手数料315円=合計112,415円
を商品受取り時に配達員にお支払いください

3. 法人でご購入されるお客様の購入手続き

法人で購入する手順

見積請求(見積が必要な場合)

- 見積請求フォーム・電話・FAXにて見積りを請求してください。

ご注文

- ご購入が決まりましたら注文フォームまたはFAX注文書にてご注文ください。

商品のお届け

- 注文をお受けしてから約5営業日で商品を発送いたします。

お支払い

- お支払い条件に従って台数分の購入代金をお振込ください。
(支払い条件等につきましては、ご相談させていただきます)

4. 商品発送時期について（すべてのお客様）

・商品の発送は、現金振り込みの確認から 10 営業日となっております。メーカーからの携帯情報端末の入荷、在庫状況により、製品の発送が遅れることもございます。予めご承知置きくださいますようお願いいたします。

5. 商品の返品について（すべてのお客様）

・当社では本製品のご使用にあたり、使用許諾書に同意をいただいております。梱包を開けた場合は使用許諾書に同意されたものといたします。

お気に召さない場合や、製品に不具合が生じた場合は、8 日以内にご返品ください。ただし、お客様の故意による不具合につきましては、返品不可能となる場合がございます。

6. 個人情報保護について（すべてのお客様）

※当社は個人情報に関して以下の事項を遵守いたします。

- 1) お客様よりいただいた個人情報は、お客様への購入情報、製品、サービス情報等の送付と製品管理に使用し、それ以外の目的には使用いたしません。
- 2) お客様よりいただいた個人情報は、漏洩することのないよう管理し、社外への提供はいたしません。
- 3) お客様情報に誤りがあった場合、お求めに応じて誤りの訂正、削除をいたします。その際は、当社担当窓口まで、ご連絡ください。

本製品シリーズは、財団法人群馬県産業支援機構より、
H17 年度の「ものづくり技術振興事業補助事業」認定を受け開発しております。



株式会社シマダ製作所

〒379-0204 群馬県富岡市妙義町行沢 264-1

TEL:0274-73-3044 FAX:0274-73-3131

Mail:info@gengokun.com

Copyright (C) 2008 ShimadaManageDevelopment Co.,Ltd. All Rights reserved.

※この用紙を印刷してお使いください

FAX送信方向

FAX24時間受付： 0274-73-3131

言語くん自立編 10日間無料貸出し お申込み用紙

☐

返却送料負担の承諾

返却時の送料はお客様のご負担にてお願いしております。貸し出しをお申込みの際は□に○をお書きください。

お申込み者	ご住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		都道府県	市郡	
	お名前	フリガナ	TEL	()
		様	FAX	()
メールアドレス				

※お届け先がお申込者と異なる方は下記にお届け先をご記入下さい。

お届け先	ご住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		都道府県	市郡	
	お名前	フリガナ	TEL	()
		様	FAX	()

■配達希望時間帯(日にちの指定はできませんのでご了承ください)

<input type="checkbox"/> 指定なし	<input type="checkbox"/> 午前中	<input type="checkbox"/> 12時～14時
<input type="checkbox"/> 14時～16時	<input type="checkbox"/> 16時～18時	<input type="checkbox"/> 18時～20時 <input type="checkbox"/> 20時～21時

▼ご質問事項などがございましたらお書きください。

--

言語くん自立編10日間無料貸出し お申込み用紙

<記入例>



返却送料負担の承諾

返却時の送料はお客様のご負担にてお願いしております。貸し出しをお申込みの際は□に○をお書きください。

お申込み者	ご住所	3 7 9 - 0 2 0 4		
		群馬	都道府県	富岡 市 妙義町行沢264-1
	フリガナ	シマダ タロウ		
	お名前	嶋田 太郎 様		
	TEL	0274 (73) 3044		
	FAX	0274 (73) 3131		
	メールアドレス	info@mimitarou.com		

※お届け先がお申込者と異なる方は下記にお届け先をご記入下さい。

お届け先	ご住所	□ □ □ - □ □ □ □		
		都道府県	市 郡	
	フリガナ			
	お名前	様		
	TEL	()		
	FAX	()		

■配達希望時間帯(日にちの指定はできませんのでご了承ください)

<input checked="" type="checkbox"/> 指定なし	<input type="checkbox"/> 午前中	<input type="checkbox"/> 12時～14時
<input type="checkbox"/> 14時～16時	<input type="checkbox"/> 16時～18時	<input type="checkbox"/> 18時～20時 <input type="checkbox"/> 20時～21時

▼ご質問事項などがございましたらお書きください。

--